



台付き立ち上がり
専用手すり
ステップバー

Step Bar 床

Q登録商標 第1329729号 Q専売登録中商標

02

つかまる、起こす、支える機能を、さらに使いやすくしました



保温・緩衝材となる
保護シート付き。




床から



楽な立ち上がりにつながるポイント

- ① 立ち上がる際に、手や肘をついて状態を傾ける。
- ② 指示した手の位置より前方に頭や上体を持っていける。



- ① グリップは、取り替えができます。
- ② バットの高さは5センチ間隔で、3段階の調節ができ、状態に合わせた使用ができます。
- ③ コンパクトになって軽く、運びやすくなりました。



安定した握りで身体を支えたり、腕をしっかりとのせることができます。



立ち上がりや起き上がりをしっかりサポート
手すりや台で床やベッドからの立ち上がりがグンと楽になります

床から立ち上がるには、3つのステップが必要です

Step 1 這う体勢になる




ひざを伸ばしたまま身体をねじるのがポイントです。腰をねじりながら、身体を横に向けて、這う姿勢になっていきます。この「ねじり」が、立ち上がりを助けてくれます。



ひざを伸ばして座ります。



手をついて、
身体をねじって斜め後ろへ。



這う体勢に体勢になります。

Step 2 台を使って高遠いになる

這う体勢から台に手をつけば
上体が安定します。



台に手をついてひざを立て
上体を前に傾ける。



腰を上げて上体を起こして
高遠いになります。



Step 3 高さの違う2本の手すりを使って 徐々に腰をのぼす

高遠いから①→②→③→④
の低い位置の順で
手をついて
腰を伸ば
します。



パイプと2本の手すりを使い
徐々に上体を
起こします。



腰を伸ばして
立ち上がり
ます。

