






キュート Z



【オプション】

カーペット▶

カーペット仕様のベースもあります。



18cm
10.8cm (5段階)



踏み台▲

簡単に高さ調節ができます。
上部のカーペットは取り外しできます。

価格	¥ 21,340 (税抜 ¥ 19,400)
重量	9 kg
サイズ	幅 51cm × 奥行 31cm

すりてあキュート バリエーション		
	片手すり	両手すり
品番	STC-1	STC-2
サイズ	幅 72cm × 奥行 47.7cm (ベース幅)	
手すり高	55cm～77.5cm (2.5cm × 10段階)	
重量	16.5kg	21kg
定価	¥ 71,500 (税抜 ¥ 65,000)	¥ 107,800 (税抜 ¥ 98,000)
材料	スチール・アルミニウム・樹脂被膜	
最大使用者体重	100kg	
TAISコード	00837-000016	00837-000017

すりてあバリエーション				
	片手すり踏み台なし	両手すり踏み台なし	片手すり踏み台あり	両手すり踏み台あり
品番	ST-1	ST-2	STF-1	STF-2
サイズ	幅 72cm × 奥行 78cm (ベース幅)			
手すり高	72.5cm～100cm (2.5cm × 12段階)			
重量	26kg	32kg	35kg	41kg
定価	¥ 74,800 (税抜 ¥ 68,000)	¥ 116,600 (税抜 ¥ 106,000)	¥ 96,140 (税抜 ¥ 87,400)	¥ 137,940 (税抜 ¥ 125,400)
材料	本体フレーム・ベースプレート・踏み台：スチール 手すり部：アルミニウム・樹脂被膜			
最大使用者体重	100kg			
TAISコード	00837-000011	00837-000012	00837-000013	00837-000014

■ 玄関・廊下・居間などで使用 (※水回り、浴室や屋外では使用できません。)

警告



禁止
しては
いけない

■ ベースの外側から、手すりを
使用しない
手すりが不安定となり、転倒
してケガをするおそれがあり
ます。



■ 水平方向に力を加えない
固定式ではないため、転倒
してケガをするおそれがあり
ます。



■ お申込み・お問合せ



〒997-0857 山形県鶴岡市美咲町32-7
TEL 0235-23-6333 FAX 0235-25-3889
【ホームページ】 tamatsu.co.jp




キュート Z

タマツの手すりシリーズ
つながる手すり






タマツの手すりシリーズ
つながる手すり




キュート Z

立ち座りのサポート

コンパクト
サイズ




72cm



椅子からの立ち上がり



移動のサポート



高低差の手すりを使って、立ち座りをサポート

低い手すりにつかまり
体を支え便器に腰掛
けます。

高い手すりにつかまり
向きを変えます。



しっかり 身体を支えます



▲握力の弱い方でも、手のひらでしっかり身体を支えることができます。

安全に つなげます



▲すりてあシリーズならぴったりつながるから、安全です。

立ち座り、移動の支えとして、お使いいただけます

トイレに

狭いトイレにも入り、立ち座りをサポートします。



■ 方向転換や立ち上がりの支えに

玄関に

玄関で靴の脱ぎ履きを安全にサポートします。



■ 上がり框の昇り降りに

居間、和室、脱衣室で



■ ソファからの立ち上がりに



■ ふすまの前の移動に



■ 脱衣時の立ち上がりに




■ 低い手すりと高い手すりの組み合わせ



■ 靴の脱ぎ履きの立ち座りに (椅子との組み合わせ)

トイレに「すりてあキュート」
廊下に「すりてあ」の組み合わせ



組み合わせて、自在につながる

廊下からトイレへの 移動をサポート

「すりてあ」と「すりてあキュート」は、連結します。組み合わせが自在なので、生活スタイルや身体に合わせて自由な使い方ができます。立ち座りから移動の動作に、途切れることなくお使いいただけます。

