

心をつなぐ、安心をつなぐ

タマツの手すりシリーズ
つながる手すり




シリーズ
共通ベース幅
多彩な連結

長い手すり (すりてあ) と短い手すり (すりてあsix) の自在な組み合わせ



ネジホルダー

ネジホルダー採用で
簡単調節!



短い手すり(S)
すりてあsix

長い手すり(L)
すりてあ

歩行支援用手すり


上がり框用手すり




両手すり踏み台あり
ST6F-SL



両手すり踏み台なし
ST6-SS



片手すり踏み台なし ST6-S
すりてあ ST-1



すりてあSiX バリエーション						
	片手すり S 踏み台なし	両手すり SS 踏み台なし	両手すり SL 踏み台なし	片手すり S 踏み台あり	両手すり SS 踏み台あり	両手すり SL 踏み台あり
品番	ST6-S	ST6-SS	ST6-SL	ST6F-S	ST6F-SS	ST6F-SL
サイズ	幅 72cm x 奥行 78cm (ベース幅) 6 穴仕様					
手すり高	72.5cm~100cm (2.5cm x 12段階)					
重量	24kg	29kg	30kg	33kg	38kg	39kg
定価	¥ 78,100 (税抜 ¥ 71,000)	¥ 119,900 (税抜 ¥ 109,000)	¥ 119,900 (税抜 ¥ 109,000)	¥ 99,440 (税抜 ¥ 90,400)	¥ 141,240 (税抜 ¥ 128,400)	¥ 141,240 (税抜 ¥ 128,400)
材 料	本体フレーム・ベースプレート・踏み台：スチール 手すり部：アルミニウム・樹脂被膜					
最大使用者体重	100kg					
TAISコード	00837-000019	00837-000020	00837-000021	00837-000022	00837-000023	00837-000024

■ 玄関・廊下・居間などで使用 (※水回り、浴室や屋外では使用できません。)

警告

禁止
しては
いけない

■ ベースの外側から、手すりを
使用しない
手すりが不安定となり、転倒
してケガをするおそれがあ
ります。



■ 水平方向に力を加えない
固定式ではないため、転倒
してケガをするおそれがあ
ります。



■ お申込み・お問合せ

株式会社タマツ

〒997-0857 山形県鶴岡市美咲町32-7
TEL 0235-23-6333 FAX 0235-25-3889